





Les fonctionnalités DrSanté

Version 25



Sommaire

- La télé-expertise avec Omnidoc
- Création de groupes d'utilisateurs sur l'agenda
- Création de délégation de signature
- Refonte de la gestion documentaire : BAL
- Refonte du module de Série de soins
- Ajout de la TVA pour les FSE
- Nouvel affichage dans le module de prescription
- Nouveautés sur l'audiogramme



La télé-expertise Omnidoc intégrée directement dans DrSanté*

- Lancez vos demandes de télé-expertise depuis le dossier patient
- Sélectionnez les éléments à transmettre à vos confrères
- Complétez la demande dans Omnidoc : L'ouverture est automatique et vous restez dans votre flux de travail, sans perte de contexte.
- Intégrez facilement les comptes rendus
- Cliquez sur «Facturer» dans Omnidoc et retrouvez votre FSE préremplie dans DrSanté.

*Attention, cette fonctionnalité doit être activée dans vos paramètres.

Éléments à transmettre pour la téléexpertise

25/11/20	Courrier ("Mon cher confrère, je vous adresse")
19/11/20	Compte-rendu (Compte-rendu pour consultation de synthèse)
	Prescription Kiné.pdf.pdf
	Photo de plaie.jpg.jpg
	Prescription Kiné_5.pdf
16/11/20	Compte-rendu (Sage Femme)
13/11/20	4b4415f5-20f5-48cf-9d89-7e3efe01bf9d\20201113_165208.jpg
12/11/20	Compte-rendu (Compte-rendu pour consultation de synthèse)
05/11/20	Compte-rendu (Compte-rendu pour consultation de synthèse)
30/09/20	Courrier ("Mon cher confrère, je vous adresse")
30/07/20	Urticaire démanqaison.jpg.jpg

Envoyer **Annuler**

Historique médical

11/08/25	Recette	Montant : 10,00€ Actes : RGD Tiers payant : dû AMO 10,00€
08/08/25	Compte-rendu	Compte-rendu pour consultation de synthèse "Mon cher confrère, je vous adresse"
08/08/25	Pièce jointe	Compte-rendu Omnidoc le 08/08/2025 à 02:50
30/11/20	Recette	Montant : 23,00€ Actes : CS
26/08/20	Certificat	Certificat d'aptitude à la pratique d'un sport Cerfa
24/07/20	Annotation	Peux tu facturer Mme Desmaux stp
24/07/20	Presc. série de soins	Prescripteur : Alain GENE

Traitements en cours

Aucun traitement en cours pour ce patient.

Mesures

Taille	Poids
178 cm	74kg
03 novembre 2017	07 mai 2020
IMC	FC
23,356kg/m ²	-
11 août 2025	PAS
114 mmHg	PAD
07 mai 2020	-

Pathologies, Antécédents et facteurs de santé

- Intolérances
 - gluten
- Allergies
 - Hypersensibilité aux anti-inflammatoires
- Médicaments
 - Maladie coeliaque
- Chirurgicaux
 - Rupture des ligaments internes genou ga
- Histoire sociale
 - Elevé par sa mère seule
 - Célibataire

Nouveau dossier de consultation

OmniDoc - All the facts - id : 106df592-6d88-47db-aaa0-f51d8d556e3

Demande concernant PAUL DESMAUX

Écrivez votre demande ici :

Le Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Envoyer

Patient : PAUL DESMAUX
Homme, 27 ans

Destinataire : Jacques ARISTEGUY
Spécialiste en Médecine Générale

N° de facturation : 123456782

Téléexpertise

Réalisée le 08/08/2025 pour le patient PAUL DESMAUX

Adresse à Jacques ARISTEGUY le 08/08/2025.
Lié Omnidoc : https://playground.omnidoc.fr/request/306df592-6d88-47db-aaa0-f51d8d556e3

Patient : PAUL DESMAUX, homme né le 01/01/1998, NIR : 19801999999951
Requérant : Philippe JOUET, Qualifié en Médecine Générale, RPPS : 1000280515
Expert : Jacques ARISTEGUY, Spécialiste en Médecine Générale, RPPS : 10002804408

Compte rendu général le 10/08/2023 à 11h47.
Le requérant confirme le consentement exprès du patient.

Philippe JOUET, le 08/08/2025 à 11h33

Jacques ARISTEGUY, le 08/08/2025 à 11h37

Le Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Le Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. It has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web editors now use it as their default text sample, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).





Création de Groupes d'utilisateurs sur l'agenda

- Afin de faciliter la gestion des agendas, nous avons ajouté la possibilité de créer des groupes d'utilisateurs
- Depuis les paramètres “Application” > “Utilisateurs” > Onglet “Groupes”
- Ces groupes vont permettre d'afficher directement plusieurs agendas sans sélectionner plusieurs utilisateurs



Délégation de la signature

- Pour mettre en place la délégation de la signature, il faut se rendre dans les paramètres “Application” > “Utilisateurs” > “Editer” > “Partage signature”



Modifier un utilisateur

Type de compte: Praticien

Civilité: Homme

Nom: GENE

Prénom: Alain

Inverser nom/prénom

Type Identifiant: 8 - N° RPPS

Identifiant National: 99700652359

Spécialité: Médecine générale

Titre:

Modèle de rétrocision: Dépose

Signature

Tampon

Rechercher RPPS Ajouter une adresse Valider Annuler

Actif Non

Editor Priviléges Mdp Ba

Voici les règles pour éditer le partage :


- Le compte admin peut ajouter, supprimer et gérer les droits sur la signature de n’importe quel utilisateur
- N’importe quel compte peut ajouter, supprimer et gérer les droits sur la signature d’un compte remplaçant
- Pour un compte praticien, seul le compte admin ou le compte praticien lui même peut ajouter, supprimer et gérer les droits

Refonte de la gestion documentaire

- Afin de faciliter l'accès aux documents dans DrSanté, nous avons fusionné les widgets « *Réception des analyses* » et « *Documents à classer* » pour créer trois onglets :
 - Boite de réception
 - Documents reçus
 - Boite d'envoi
- Dans cette version, les deux widgets historiques « *Réception des analyses* » et « *Documents à classer* » resteront en place et vous redirigeront vers le nouveau module

Focus : Boîte de réception (1/2)

Nous avons ajouté de nouvelles fonctions permettant une meilleure administration des courriels, les nouveautés sont en rouge :



Quelques détails :


- Rond gris : changer l'état d'un mail en Lu ou Non-lu
- Trombone : indique la présence de PJ
- Flèche vers le bas : import du mail avec les PJ dans le dossier patient
- Petit coche vert : indique que la PJ a été importée dans le dossier patient
- Le nom du patient : Gris foncé > INS, Orange > OCR, Gris claire > Patient non présent dans la patientèle
- Microscope : cacher ou non les biologies dans la liste des mails

Refonte de la gestion documentaire

- Afin de faciliter l'accès aux documents dans DrSanté, nous avons fusionné les widgets « *Réception des analyses* » et « *Documents à classer* » pour créer trois onglets :
 - Boite de réception
 - Documents reçus
 - Boite d'envoi
- Dans cette version, les deux widgets historiques « *Réception des analyses* » et « *Documents à classer* » resteront en place et vous redirigeront vers le nouveau module

Focus : Boite de réception (2/2)

Nous avons ajouté de nouvelles fonctions permettant une meilleur administration des courriels, les nouveautés sont en rouge :



The screenshot shows the DrSanté application interface. On the left, there's a sidebar with icons for 'fse' (file system), a plus sign, a document, a mail icon, and a bar chart. Below it, a calendar shows '11 JUIN'. To the right, the main area has a green header bar with tabs: 'Boite de réception' (highlighted in green), 'Documents reçus', and 'Boite d'envoi'. The 'Boite de réception' tab is active, showing an inbox with several messages from 'Test Calimaps'. One message is highlighted with a yellow border: 'Leucocytes; Hématies; Hémoglobine; Hématocrite; V.G.M; C.C.M.... DUPONT Jean'. To the right of the inbox, a detailed lab result for 'DUPONT JEAN' is displayed. The result includes sections for 'LABORATOIRE DUTEST', 'APICEM', and 'Destinataire de test'. It lists 'Examen(s) du: 04/01/10' and 'Valeurs normales'. The results section is titled 'HEMATOLOGIE' and includes tables for 'HEMORRAGME', 'NUMERATION GLOBALE', 'FORMULE SANGUINE', and 'NUMERATION DES PLAQUETTES'. At the bottom of the result view, three buttons are highlighted with red boxes: 'Résultats d'analyse', 'Metadata CDA/R2', and 'Paramétrage du fichier'.

Quelques détails :

- Il est maintenant possible de copier le texte des fichiers TXT/HPM/HPR
- Bouton biologie : l'intégration/gestion des biologies est possible depuis cette interface
 - Résultats d'analyse : Matching des grandeurs
 - Metadata CDA/R2 : visible si c'est une biologie CDA/R2
- Nous avons intégré plusieurs raccourcis clavier dans l'onglet "Boite de réception" et "Documents reçus" afin de pouvoir faire de la sélection/suppression multiple

Refonte de la gestion documentaire

- Afin de faciliter l'accès aux documents dans DrSanté, nous avons fusionné les widgets « Réception des analyses » et « Documents à classer » pour créer trois onglets :
 - Boite de réception
 - Documents reçus
 - Boite d'envoi
- Dans cette version, les deux widgets historiques « Réception des analyses » et « Documents à classer » resteront en place et vous redirigeront vers le nouveau module

Focus : Documents reçus

Cet onglet reprend principalement les fonctionnalités du widget document à classer et réception des analyses, cependant nous avons apporté quelques changements :

Réception	Patient	Description	Expéditeur
10/06/2024		Scm.pole.medical.special...	
10/06/2024	CALIMAPS Test... INS	20240530T121818_6818...	test.calimaps@medical.a...
10/06/2024	CALIMAPS Test... INS	20240530T121818_0242...	test.calimaps@medical.a...
10/06/2024	Patient		test.calimaps@medical.a...
10/06/2024	Patient	Compte-rendu	Importé par Dr. BISTOUR...
30/05/2024	Patient	Compte-rendu	Importé par Dr. BISTOUR...
30/05/2024	Patient	Compte-rendu	Importé par Dr. BISTOUR...
30/05/2024	Patient	Importé par Dr. BISTOUR...	
30/05/2024	T3 libre; T3 libre; T4 libre...	test.calimaps@medical.a...	

Quelques détails :

- Ajout de l'aperçu pour les fichiers TXT/HPM / HPR
- Roue en haut à droite : paramétriser l'affichage des colonnes - Date/Description/Expéditeur/Destinataire
- Microscope : alertes sur les analyses hors limites
- Triangle : il est affiché si il y au moins une correspondance qui n'est pas faite
- Flèche vers le bas : import du fichier dans le dossier patient

Refonte de la gestion documentaire

- Afin de faciliter l'accès aux documents dans DrSanté, nous avons fusionné les widgets « *Réception des analyses* » et « *Documents à classer* » pour créer trois onglets :
 - Boite de réception
 - Documents reçus
 - Boite d'envoi
- Dans cette version, les deux widgets historiques « *Réception des analyses* » et « *Documents à classer* » resteront en place et vous redirigeront vers le nouveau module

Focus : Boite d'envoi

Cet onglet donne de la visibilité sur tous les courriels sortants de DrSanté, les exports de consultations sont aussi présents :

The screenshot shows the DrSanté software interface with the 'Boite d'envoi' (Outbox) tab selected. The main area displays a list of sent messages. Each message includes the recipient's name, email address, subject, and send date. A search bar is located at the top right, and a 'Transférer' (Transfer) button is at the bottom right. The sidebar on the left contains icons for fse, documents, and reports.

Date	Envoyé à	Sujet	Date Envoyé
Hier	Alain GENE <test.calimaps@medical33.apicrypt.org>	XDM/1.0/DDM+3 documents CALIMAPS Testdeux 01/10/2000	lun. 16:39
		CALIMAPS Testdeux	
	20240610T163745_22065420200_Prescription de produits de santé_CALIMA...		
	20240610T163744_69732710200_Observation_CALIMAPS_Testdeux.pdf		
	20240610T163745_91360010200_Prescription d'actes de biologie médical_C...		
	Alain GENE <test.calimaps@medical33.apicrypt.org>	XDM/1.0/DDM+2 documents	lun. 15:32
	MAS Olivier		
	Alain GENE <test.calimaps@medical33.apicrypt.org>	XDM/1.0/DDM+4 document	lun. 15:31
	DE VINCI Ruth		
30/05/2024	Maxime MIOT <maxime.miot@calimaps.com>	test	30/05/2024

Quelques détails :


- Affiche le contenu des mails envoyés
- Petit bonhomme : dirige dans le dossier patient
- Transférer : il est possible de transférer un mail envoyé

Refonte de la gestion documentaire

- Afin de faciliter l'accès aux documents dans DrSanté, nous avons fusionné les widgets « *Réception des analyses* » et « *Documents à classer* » pour créer trois onglets :
 - Boite de réception
 - Documents reçus
 - Boite d'envoi
- Dans cette version, les deux widgets historiques « *Réception des analyses* » et « *Documents à classer* » resteront en place et vous redirigeront vers le nouveau module

Focus : Type Email

L'exportation d'une consultation ne se fait plus dans un élément courrier mais via une vrai interface mail. Nous avons rajouté également dans l'historique médical une icône permettant d'identifier les consultations qui ont été exportées



Historique médical

23/08/23	Observation	Docteur BISTOURI Nana le mercredi 23 août 2023
	Anamnèse	azerty
	Ordonnance	PARACETAMOL 1 g cp (DOLIPRANE) 1 comprimé par voie orale le matin et le soir, pendant 5 jours
	Courrier	"Mon cher confrère, je vous adresse"
	Examen	Biologie standard - Biologie - Autres dosages
	Pièce jointe	Radiologie-dentaire-image.jpg
	Email	XDM/1.0/DDM+3 documents NESSI Ruth 14/07/1977



DrSanté



Refonte du module de série de soins

- L'interface des séries de soins a été complètement revue, le nouvelle écran permet d'effectuer d'une part la planification, et d'autre part le pointage.
- L'écran se décompose en trois parties, le bandeau de couleur en haut, à droite la liste des séries de soins regroupées par prescription, à gauche la planification et le pointage.

Séries de soins

Aujourd'hui < > Août 2023

Exécutant principal : MI Ni

T1 - Plaie du genou - 25/07/2023 Monsieur MI Ni

T2 - Tendinite rotulienne - 25/07/2023 Monsieur MASSAGE Michel

Volet médical

Volet administratif

Identité nationale de santé (INS)

Identité qualifiée

Médecin traitant

pas de médecin traitant

Prochains rendez-vous

pas de rendez-vous

Pas de tag

Nouveau dossier de consultation

16

09:00 1AIS3, 1AM...

09:15 1AMI1, MAU

2 rendez-vous

17

18

ADRTRIOIS Toussaint
M, 63 ans et 6 mois

Attendu

Cabinet



1AIS3, 1AMI1, 1IFA

16/08/2023 - 09:00 à 09:15

MI Ni

Ajout de la TVA pour les FSE

- Il est maintenant possible d'ajouter une TVA sur les FSE, notamment pour les fournisseurs de matériel médical
- Depuis les paramètres “Utilisateurs” > “Autres paramètres” > “Modifier” > Cocher la case “Utiliser la TVA pour les FSE”

Nouvel affichage dans le module de prescription

- Module Traitements en cours : Ajout des cadenas symbolisant la sécurisation ou non des traitements
- Module Pathologies, traitements et facteurs de santé : ajout de la précision d'antécédents en ALD, les antécédents sécurisés sont maintenant soulignés.
- En dessous des traitements, le rappel des antécédents avec le cadenas vert / rouge symbolisant s'ils sont sécurisés ou non.
- Posologie : Il est maintenant possible d'ajouter à titre indicatif un motif structuré lors de la saisie de la posologie, celui-ci n'apparaît pas sur l'ordonnance.
- Toutes ces modifications concernent la prescription sécurisée via Vidal Expert

The screenshot shows the DrSanté prescription interface. On the left, a sidebar displays a calendar (17 JUIN), a vitale icon, and a patient card for 'Laure TEST, 33 ans et 7 mois, sexe féminin, 61kg'. The main area is titled 'Ordonnance' and shows two prescription items:

- PARACETAMOL 1 g cp (DOLIPRANE)**: Posologie: 1 comprimé par voie orale 3 fois par jour, pendant 5 jours. Motif: ALD (green lock). Price: 2,17€ (min) ~ 2,17€ (max). Includes links for Interactions, Posologie, Mises en garde, and Effets indésirables.
- DIOSMECTITE 3 g pdre p susp buv sach (SMECTA Fraise)**: Posologie: 1 boîte. Motif: ALD (green lock). Price: 2,17€ (min) ~ 2,17€ (max). Includes links for Interactions, Posologie, Mises en garde, and Effets indésirables.

A red box highlights the 'Antécédents' section at the bottom of the treatment list, which lists three conditions with green locks: Diabète sucré de type 2, sans complication; Intolérance au gluten; and Lactose. Below this, it shows '2 lignes prescrites' and a total price of '2,17€ (min) ~ 2,17€ (max)'.

This screenshot shows the detailed view of the prescription module. It includes:

- Historique médical**: Shows a list of medical events with dates (17/06/24, 05/07/19, 20/07/11) and associated treatments.
- Traitements en cours**: Shows a list of current treatments with their start and end dates.
- Pathologies, Antécédents et facteurs de santé**: A structured section for pathology, antecedents, and risk factors, including a 'Motif' dropdown menu with various medical terms.
- Posologie**: A detailed grid for defining the prescription schedule, including columns for QUANTITÉ, HEURE, REPAS, PRISES, DURÉE, and LIGNE.




ORL - Nouveautés sur l'audiogramme

- Nous avons intégré de nouvelles mesures, et nous nous sommes adaptés aux normes internationales dans la construction des graphiques
- 1er graphique : Impédancemétrie
- 2e et 3e graphiques : Audiogramme tonal Oreille Droite et Audiogramme tonal Oreille Gauche


Avant la 23.1

Impédancemétrie




A partir de la 23.1

Impédancemétrie




A partir de la 23.1

Audiogramme tonal (OD)



Audiogramme tonal (DG)



Mesures	Hz	125	250	500	1000	2000	3000	4000	6000	8000
● Aéroné dB	125	80		80	70	70				80
● A masquée dB	250	75	75	65	60	60				70
● Ossature dB	500	90	90	90	80	80				95
● O. masquée dB	1000	75	75	75	75	75				75
● R.S.I. dB	2000									
● R.S.C. dB	3000									
Assourdissement : 0										
Perte auditive : 0%										

Mesures	Hz	125	250	500	1000	2000	3000	4000	6000	8000
● Aéroné dB	125	15	15	15	15	15				15
● A masquée dB	250	35	35		35	35				35
● Ossature dB	500	60	60		60	60				60
● O. masquée dB	1000	80	80	80	80	80				80
● R.S.I. dB	2000									
● R.S.C. dB	3000									
Assourdissement : 0										
Perte auditive : 15%										

MERCI !

Si vous avez des questions ou un besoin d'assistance, n'hésitez pas à nous contacter :

Email : support@logicieldrsante.com

Numéro de téléphone : 05 35 54 56 99 - Tapez 2

Disponibilité : Du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h30 (heure locale)